



PETERMANN

Hilfsmittel für immobile Menschen



Griffe-Programm




Made in Germany



Griffe


Haltegriffe

Bestell-Nr.: PMK-10..... siehe Preisliste
entsprechend der Länge von 320 - 2.000 mm
PMK-10.0320 (320 mm) bis PMK-10.2000 (2.000 mm)
(ab 1.500 mm Länge mit Mittelsteg)




Toilettenstützwinkel

Bestell-Nr.: PMK-20.040-1 rechts (ohne Abbildung)
Bestell-Nr.: PMK-20.040-2 links
Bestell-Nr.: PMK-20.080-1 rechts, mit Greifbogen vorne
(ohne Abbildung)
Bestell-Nr.: PMK-20.080-2 links, mit Greifbogen vorne




Seitenwandgriff

Bestell-Nr.: PMK-10.010-1 rechts (ohne Abbildung)
Bestell-Nr.: PMK-10.010-2 links




Toilettenklappstützgriff

Bestell-Nr.: PMK-20.070-1 rechts, nach innen gebogen
Bestell-Nr.: PMK-20.070-2 links, nach innen gebogen




Seitenwandsicherheitsgriff

Bestell-Nr.: PMK-10.020-1 rechts
Bestell-Nr.: PMK-10.020-2 links (ohne Abbildung)



Toilettenklappstützgriff U-Form


Bestell-Nr.: PMK-20.050-1 mit Papierrollenhalter
Bestell-Nr.: PMK-20.050-2 (ohne Abbildung)



Toilettenstützgriff

(810 mm)

Bestell-Nr.: PMK-20.030-1 rechts
Bestell-Nr.: PMK-20.030-2 links
(ohne Abbildung)




Waschbeckenstützgriff

(wie Abbildung, nur 500 statt 810 mm)

Bestell-Nr.: PMK-30.010-1 rechts
Bestell-Nr.: PMK-30.010-2 links


Anwendungsbeispiele

Toilettenklappstützgriff links (1) und rechts (2), nach innen gebogen
Toilettenklappstützgriff U-Form mit Papierrollenhalter (3)
Toilettenklappstützgriff U-Form (4)




Handtuchhalter

Bestell-Nr.: PMK-30.030-1 einteilig (ohne Abbildung)
Bestell-Nr.: PMK-30.030-2 zweiteilig




Duschhandlauf

Bestell-Nr.: PMK-40.010 rechts und links



Badetuchhalter


Bestell-Nr.: PMK-30.030-3
600 mm (ohne Abbildung)
Bestell-Nr.: PMK-30.030-4
800 mm



Duschhandlaufkombination


Bestell-Nr.: PMK-40.030-1
rechts, mit aufgeschweißter Senkrechtstütze
Bestell-Nr.: PMK-40.030-2
links, mit aufgeschweißter
Senkrechtstütze
(ohne Abbildung)

auch mit Brauseaufsteckschieber lieferbar




Siphonschutzbogen

Bestell-Nr.: PMK-30.040




Wannenrundlauf

Bestell-Nr.: PMK-50.010 rechts und links




Bodendeckenstange

Bestell-Nr.: PMK-10.030-1
Bestell-Nr.: PMK-10.030-2
mit Querholm (ohne Abbildung)



Wannenhilfsgriff

Bestell-Nr.: PMK-50.020-1 rechts
Bestell-Nr.: PMK-50.020-2 links (ohne Abbildung)




Anwendungsbeispiele & Technische Daten



Toilettenklappstützgriff U-Form

Bestell-Nr.: PMK-20.050-2



Duschhandlaufkombination links, mit aufgeschweißter Senkrechtstütze

Bestell-Nr.: PMK-40.030-2



Toilettenstützwinkel rechts, mit Greifbogen

Bestell-Nr.: PMK-20.080-1



Bodendeckenstange mit Querholm

Bestell-Nr.: PMK-10.030-2



Toilettenstützwinkel links

Bestell-Nr.: PMK-20.040-2



Siphonschutzbogen

Bestell-Nr.: PMK-30-040



Wannenhilfsgriff links

Bestell-Nr.: PMK-50.020-2

Toilettenklappstützgriff rechts

Bestell-Nr.: PMK-20.070-1

Waschbeckenstützgriff

Bestell-Nr.: PMK-30.010-1 rechts

Bestell-Nr.: PMK-30.010-2 links

Technische Daten

Material:	Edelstahl 18.10, Werkstoff 1.4301
Rohrdurchmesser:	32 x 15,5 mm und 32 x 2 mm
Befestigungsflansch:	ø 80 mm
Stärke:	3 mm
	3 gesenkte Bohrungen d = 6,5 mm
Befestigung:	Edelstahlschrauben (Kreuzschlitz nach DIN 95,6 x 60 mm), Kunststoffdübel
Lieferumfang:	Griff inkl. Befestigungsmaterial

Sonderabmessungen, maßgenaue Sonderkonstruktionen auf Anfrage

Geprüfte Sicherheit

Die Petermann ist zertifiziert nach

DIN EN ISO 13485, Medizinprodukte - Qualitätsmanagementsystem für den Geltungsbereich Design und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Hilfsmitteln für immobile Menschen.

