



Produktübersicht



Made in Germany






PETERMANN
Hilfsmittel für immobile Menschen

Rotes Programm


Gleitmatten	4
Transferlaken	5
Aufricht- und Hebehilfen	6 - 7
XXL-Produkte	8
Hilfen rund ums Bett	8 - 9
Rutschbretter	9
PEM-Einweg-Gleitfolie	10
Rollboards	11
Hilfen rund ums Auto	12
Evakuierungstuch	12
Pegasus	13
Badehilfen	14 - 16
Deckenlift	16
Waagen	17
Griffe	17
Seminare	18
Seminar-DVD	19

PM-Alpha® Gleitmatte 190 x 60 cm



Bestell-Nr.:	PM-1010
Größe:	190 x 60 cm
Material:	PES / Carbon
Hilfsmittel-Nr.:	22.29.01.2008

PM-Alpha® Gleitmatte 100 x 70 cm / 110 x 80 cm




Bestell-Nr.:	PM-1210 M
Größe:	100 x 70 cm
Material:	PES / Carbon

Bestell-Nr.:	PM-1220 M
Größe:	100 x 70 cm
Material:	Cotton / Naturdrell

Bestell-Nr.:	PM-1215 L
Größe:	110 x 80 cm
Material:	PES / Carbon

Hilfsmittel-Nr.: 22.29.01.2009


PM-Alpha® Gleitmatte 25 x 60 cm (2-teilig)



Bestell-Nr.:	PM-2015
Größe:	25 x 60 cm
Material:	PES / Carbon

Hilfsmittel-Nr.: 22.29.01.2007

PM-Alpha® Gleitmatte 50 x 60 cm




Bestell-Nr.:	PM-2010
Größe:	50 x 60 cm
Material:	PES / Carbon

Bestell-Nr.:	PM-2020
Größe:	50 x 60 cm
Material:	Cotton / Naturdrell

Hilfsmittel-Nr.: 22.29.01.2007

PM-Alpha® offene Gleitmatte Caremaster



Bestell-Nr.: PM-2090
Größe: 160 x 60 cm
Material: PES / Carbon



Bestell-Nr.: PM-2095
Größe: 175 x 60 cm
Material: PES / Carbon


Hilfsmittel-Nr.: 22.29.01.2039

PM-Alpha® Gleitmatte RS




Bestell-Nr.: PM-2070
Größe: 50 x 45 cm
Material: Cotton /
Naturdrell

Hilfsmittel-Nr.: 22.29.01.2007



Bestell-Nr.: PM-2076
Größe: 130 x 45 cm
Material: Cotton /
Naturdrell


PM-Alpha® Gleitmatte



Bestell-Nr.: PM-1420
Größe: 140 x 90 cm
Material: Cotton /
Naturdrell

Hilfsmittel-Nr.: 22.29.01.2009

PM-Alpha[®] Drehlaken (3-teilig)



inkl. Antirutschmatte PM-7010
Bestell-Nr.: PM-1580
Größe Oberlaken: 140 x 200 cm
Größe Spannlaken: 100 x 200 cm
Material: Cotton /
Naturdrell

Hilfsmittel-Nr.: 22.29.01.2010

Sondergrößen auf Anfrage!

PM-Alpha[®] Wendelaken (2-teilig)



Bestell-Nr.: PM-1635
Größe: 140 x 200 cm
Material: Cotton

Passend für alle Bettgrößen!

PM-Alpha[®] Aufrichthilfe Standard



mit herausnehmbarem Innenteil
Bestell-Nr.: PM-3012
Größe: 60 x 20 cm
Material: Nylon

PM-Alpha[®] Aufrichthilfe Magic



mit herausnehmbarem Innenteil
und flexiblem Halteband
Bestell-Nr.: PM-3015
Größe: 65 x 25 cm
Material: Nylon

Patent-Nr.: 10 2009 019 716 B3

Hilfsmittel-Nr.: 22.29.01.2038

PM-Alpha® Beingurt



Bestell-Nr.: PM-3005
 Größe: 100 x 22 cm
 Material: PES / Carbon
 Hilfsmittel-Nr.



PM-Alpha® Tragesitz Swing



mit 10 Tragegriffen und 4 Schnallen
 Bestell-Nr.: PM-4030
 Größe: T 38 x B 43 x H 55 cm
 Material: Polyamid
 Hilfsmittel-Nr.

PM-Alpha® Haltegürtel




Bestell-Nr.: PM-6013 S
 für Umfang: 60 - 110 cm
 Bestell-Nr.: PM-6014 M
 für Umfang: 72 - 140 cm
 Bestell-Nr.: PM-6015 L
 für Umfang: 100 - 160 cm
 Material: Nylon

PM-Alpha® Hebematte



Bestell-Nr.: PM-4012
 Größe: 110 x 53 cm
 Griffe: 4 Stück
Hilfsmittel-Nr.: 22.29.01.2011
 Bestell-Nr.: PM-4016 (o. Abb.)
 Größe: 150 x 53 cm
 Griffe: 6 Stück
 Material: Nylon

PM-Alpha[®] Transfersystem 400



PM-Alpha Transfertuch 400
inkl. PEM-Einweg-Gleitfolie
Bestell-Nr.: PM-1500

PM-Alpha Transfertuch 400
Bestell-Nr.: PM-1501

mit 12 Trageschlaufen
(je 4 an den Längsseiten, 2 an der
Kopfseite, 2 an der Fußseite)

Größe: 220 x 115 cm

Belastung max.: 400 kg

Material Tuch: PES mit PVC

(Technische Daten der PEM-Einweg-
Gleitfolie siehe Seite 10)


Hilfen rund ums Bett

PM-Alpha[®] Bettleiter



Bestell-Nr.: PM-6090
Größe: 170 x 8 cm
Material: Nylon

PM-Alpha[®] Antigleitkissen



Bestell-Nr.: PM-8050
Größe: 40 x 50 cm
Material: Polyethylen

Antirutschmatte



Bestell-Nr.: PM-7010
Größe: 35 x 25 cm

Bestell-Nr.: PM-7011
Größe: 45 x 38 cm

Material: Dickfolie

PM-Alpha[®] Drehscheibe



Bestell-Nr.: PM-5080
Größe: 40 cm
Material: ABS-Kunststoff
Hilfsmittel-Nr. **22.29.01.0005**

PM-Alpha[®] Fußstuhl



Bestell-Nr.: PM-8090
Größe: 32 x 38 x 8,5 cm
Material: Polyethylen

Rutschbretter

PM-Alpha[®] Rutschbrett Quick



Bestell-Nr.: PM-5010
Größe: 75 x 16 cm
Material: Polyethylen

Rutschbretter



PM-Alpha® Rutschbrett



Bestell-Nr.:	PM-5020
Größe:	58 x 32 cm
Bestell-Nr.:	PM-5050
Größe:	73 x 32 cm
Material:	Polyethylen
Hilfsmittel-Nr.:	22.29.01.3000

PEM-Einweg-Gleitfolie



PEM-Einweg-Gleitfolie

Bestell-Nr.:	PM-060.50-100
Größe:	50 cm x 100 m
Bestell-Nr.:	PM-060.60-100
Größe:	60 cm x 100 m

inkl. Abrollkarton und Folienmesser

Bestell-Nr.: PM-060.65-100

Patent-Nr.: 10 2006 058 367 B3



PM-Alpha® Rollboard Vision



Bestell-Nr.: PMF-9085
Größe: 95 x 50 cm
faltbar

Bestell-Nr.: PMF-9095
Größe: 95 x 50 cm
nicht faltbar

Bestell-Nr.: PMF-9170
Größe: 180 x 50 cm
faltbar

Bestell-Nr.: PMF-9180
Größe: 195 x 50 cm
faltbar

PM-Alpha® Rollboard Ambulanz



Bestell-Nr.: PMF-9075
Größe: 85 x 45 cm
faltbar

Material Rollboard: Polyethylen
Material Bezug: Nylon

Belastung max. : 200 kg
(optional 300 kg)

Patent-Nr.: 10 2009 048 319

Röntgen- und MRT-fähig



PM-Alpha® Schutzfolie

Bestell-Nr.: PMF-0190
Größe: 190 x 52 cm

60 Stück auf einer Rolle, perforiert

PM-Alpha[®] Einstieghilfe Ultra



Bestell-Nr.:	PM-8100
Größe:	45 x 47 cm
Material:	Velours

PM-Alpha[®] Gleithilfe für Einstieghilfe Ultra

Bestell-Nr.:	PM-8101
Größe:	45 x 47 cm
Material:	PES / Carbon

Evakuierungstuch

Evakuierungstuch

Bestell-Nr.:	PM-EVA-7051-H
für Bettgröße:	Länge: 190 - 205 cm Breite: 80 - 100 cm
Farbe:	weiß

Material:
PVC-beschichtetes Polyestergewebe,
komplett perforiert

schwer entflammbar

TÜV geprüft nach DIN EN 1865

20 Jahre Garantie



PM-Alpha[®] Aufrichthilfe Pegasus

Bestell-Nr.:	PM-4222
Sitzbreite:	35 cm
Sitztiefe:	56 cm
Schiefe Ebene:	34 cm
Höhe min.:	7 cm
Höhe max.:	42 cm
Standfläche:	36 x 64 cm
Gewicht:	9,5 kg
Material:	Edelstahl
Bedienung:	manuell über eine mobile Handkurbel



Hilfsmittel-Nr.

PM-Alpha[®] Aufrichthilfe Quick

Bestell-Nr.:	PM-6080
Größe:	145 x 11 cm
Material:	Nylon



Badelift - akkubetrieben



Badelift PM 48

Bestell-Nr.: 6248122

Hubhöhe max.: 48 cm

Höhe min.: 7 cm

Belastung max.: 140 kg

Hilfsmittel-Nr.: 04.40.01.007

Badelift PM 48-6

Bestell-Nr.: 6248122-6

Hubhöhe max.: 48 cm

Höhe min.: 7 cm

Belastung max.: 170 kg

Hilfsmittel-Nr.: 04.40.01.0044

Badelift PM 58

Bestell-Nr.: 6258122

Hubhöhe max.: 58 cm

Höhe min.: 9 cm

Belastung max.: 140 kg

Rückenlehne absenk- und
feststellbar

Badelift - akkubetrieben

Badelift PM 48 Junior

inkl. Abduktionseinheit

Bestell-Nr.: 6248120-J

Hubhöhe max.: 48 cm

Höhe min.: 7 cm

Belastung max.: 140 kg

Hilfsmittel-Nr.: 04.40.01.0042

Rückenlehne absenk- und
feststellbar



Badehilfe - mechanisch



Aktive Badehilfe Peter Pan PM IV mit Seitenklappen

inkl. Übersetzhilfe mit Griffen

Bestell-Nr.: 42223

Gewicht: 8,8 kg

Belastung max.: 135 kg

Aktive Badehilfe Peter Pan Junior PM IV mit Seitenklappen

inkl. Übersetzhilfe mit Griffen

Bestell-Nr.: 42230

Gewicht: 9 kg

Belastung max.: 10 kg



Hubhöhe max.: 43 cm

belastet: 41 cm

Höhe min.: 9,5 cm

belastet: 8,5 cm

Hubbereich: 33 cm

Sitzfläche: 59 x 39 cm

Rückenlehne: abnehmbar

Belastung max.: 135 kg

Bedienung: federleicht
über eine mobile Handkurbel

Hilfsmittel-Nr.: 04.40.01.0051

Badehilfe - mechanisch



Badehilfe Peter Pan Lang PM IV

Bestell-Nr.: 42322-L

Hubhöhe max.: 42 cm

belastet: 41,5 cm

Höhe min.: 9 cm

belastet: 8 cm

Belastung max.: 135 kg

Hubbereich: 33 cm

Liegebereich: 150 x 70 cm

Gewicht: 16 kg

Bedienung: federleicht
über eine mobile Handkurbel

Hilfsmittel-Nr.: 04.04.01.1904



Badehilfen

Badelift - wasserhydraulisch



Badelift PM II

Bestell-Nr.: 22122
Hubhöhe max.: 42 cm
Höhe min.: 7 cm
Belastung max.: 130 kg
Wasserdruck: 2 - 6 bar

Hilfsmittel-Nr.: 04.04.01.0012

Rückenlehne absenk-, feststell- und abnehmbar



Badelift PM III

Bestell-Nr.: 32122
Hubhöhe max.: 42 / 46 / 48 cm
einstellbar
Höhe min.: 7 cm
Belastung max.: 130 kg
Wasserdruck: 2 - 6 bar

Hilfsmittel-Nr.: 04.04.01.1902

Rückenlehne absenk-, feststell- und abnehmbar

Deckenlift

Deckenlift - akkubetrieben



Deckenlift PM 100

Bestell-Nr.: 72100-S/H
Belastung max.: 150 kg
Hubweg: 100 cm

mit den Funktionen Heben und Senken

Waagen


Waage - nicht eichfähig



Plattformwaage UNIVERS

Bestell-Nr.:	PMW-9050-B
Wägebereich:	0 - 200 kg
Brückengröße:	800 x 855 x 35 mm (L x B x H)
Gewicht:	10 kg
Sondergrößen auf Anfrage	

Waage - eichfähig



Rollstuhlwaage EXACT

Bestell-Nr.:	PMW-9056-B
Wägebereich:	0 - 300 kg
Brückengröße:	900 x 850 x 60 mm (L x B x H)
Gewicht:	17,5 kg
Sondergrößen auf Anfrage	

Griffe

Griffe



- Haltegriffe
- Seitenwandgriffe
- Seitenwandsicherheitsgriffe
- Bodendeckenstangen
- Toilettenstützgriffe
- Toilettenstützwinkel
- Toilettenklappstützgriffe
- Waschbeckenstützgriffe
- Handtuchhalter
- Duschhandläufe
- Wannenrundläufe
- Wannenhilfsgriffe

Material:	Edelstahl 18.10, Werkstoff 1.4301
Rohrdurchm.:	32 x 15,5 mm und 32 x 2 mm

Nähere Informationen auf Anfrage

Arbeiten mit kleinen Hilfsmitteln in Theorie und Praxis

Mit dem professionellen Trainings-, Fortbildungs- und Seminarangebot (TFS) vermitteln wir in mehrstündigen Veranstaltungen verhaltenspräventive Maßnahmen und effektive, rücken-schonende Techniken für Pflegekräfte.

Ziel aller TFS-Veranstaltungen im Bereich Umlagerung und Transfer ist,

- die Reduzierung der körperlichen Belastung für Pflegekräfte in der ambulanten und stationären Pflege,
- der professionelle Einsatz von Hilfsmitteln durch die Pflegekräfte,
- das Erreichen der Pflegesicherheit und nachhaltig ein großer Teil Arbeitszufriedenheit.

Eine TFS-Veranstaltung dauert nach Absprache zwischen 60 und 120 Minuten. Die Teilnehmeranzahl sollte 18 Personen nicht übersteigen. Jeder Schulungsteilnehmer erhält ein Teilnahmezertifikat.

Im Anschluss an die Schulung haben Sie die Möglichkeit, professionell mit ausgewählten Umlagerungs- und Transferhilfen in Ihrem Hause praktisch zu arbeiten. Während dieser Zeit werden Sie in der Produktanwendung und -praxis beraten und betreut.

Wir beraten Sie gerne wie man, mit aktiven Maßnahmen und Strategien, Rückenbeschwerden vorbeugen kann. Nach Erkenntnissen der modernen Arbeitsmedizin sind die Menschen in Pflegeberufen arbeitsbedingt stark körperlich belastet.

Gerne beantworten wir Ihre Fragen zu Terminen, Vorbereitung, Schutzgebühr und Produktbonus.

Telefon: +49 (0) 9868 9339-0

Seminar-DVD

Auf unserer DVD finden Sie Anwendungsbeispiele zu jeder unserer Umlagerungs- und Transferhilfen, von der PM-Alpha Gleitmatte, dem PM-Alpha Rollboard Vision bis zur PM-Alpha Aufrichthilfe Pegasus. Ausführlich werden die Möglichkeiten der Anwendung bei unterschiedlichen Allgemeinzuständen erläutert und auf rückengerechtes Arbeiten hingewiesen.

Bestell-Nr.: PM-7005



Made in Germany



Geprüfte Sicherheit

Die Petermann ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485, Medizinprodukte - Qualitätsmanagementsystem für den Geltungsbereich Design und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Hilfsmitteln für immobile Menschen.

Damit gewährleistet die Petermann GmbH die optimalen Voraussetzungen für Herstellung und Vertrieb von Medizinprodukten und verpflichtet sich gleichzeitig zur konsequenten und kundenorientierten Entwicklung und Weiterentwicklung qualitativ hochwertiger Medizinprodukte für den Klinik- und Pflegebereich sowie für die häusliche Pflege.

Die Petermann Produkte werden vom TÜV Süd auf die erforderlichen Funktions- und Materialeigenschaften geprüft.



Stand 07/11

Ziegelhaus 12 · D-91601 Dombühl

Telefon: +49 (0) 9868 9339-0 · Fax: +49 (0) 9868 9339-20

E-Mail: petermann@pm-med.de · www.pm-med.de

Angaben vorbehaltlich technischer Änderungen an unseren Produkten sowie Farbabweichungen oder Druckfehler