

Antistatisch
Inkl. Kopfteil
Zugschlaufen



Die Offene Gleitmatte Caremaster wird hauptsächlich zum Umlagern im Bett verwendet. Die Innenfläche besteht aus gleitfähigem Material. Die Außenfläche besteht aus carbonfaserverstärktem latexfreiem Material, welches atmungsaktive und flüssigkeitsabweisende Eigenschaften besitzt. Aufgrund der Zugschlaufen kann die Offene Gleitmatte Caremaster auch für schwergewichtige Pflegebedürftige eingesetzt werden.

Technische Daten

Produktname	Material	Farbe	Max. Gewichtsbelastung	Garantie	Lagerung/Transport
Offene Gleitmatte Caremaster	PES/Carbon, latexfrei	blau/rot	200 kg	3 Jahre	5 °C – 40 °C Vor Sonneneinstrahlung schützen

Artikelnr.	Material	Maße in cm	UDI
PM-2095	175 x 60	485 g	(01)04250355320957(10)LOT
PM-2097	185 x 70	610 g	(01)04250355320971(10)LOT

Reinigung, Pflege und Desinfektion

Das Produkt bedarf keiner besonderen Wartung. Es kann bei 90°C in der Maschine gewaschen werden und ist für niedrige Trocknertemperaturen (45° - 50°) geeignet. Wir empfehlen den Einsatz von Feinwaschmittel. Beim Einsatz von Waschmitteln, die Bleichmittel oder andere chemischen Waschzusätze enthalten, sowie Weichspüler können sich die Funktionseigenschaften des Produktes nachhaltig verschlechtern.



Made in Germany