

PEM Einweg-Gleitfolie



Die PEM-Einweg-Gleitfolie ist eine schlauchförmige Folie, die hautverträglich, reißfest, latexfrei, biokompatibel und lebensmittelecht ist. Die Transferhilfe wird in Kliniken und Krankenhäusern bei verschiedenen Positionierungswechseln und Transfers von Patienten eingesetzt. Das Einmalprodukt bietet dem Anwender einen schnellen und besonders hygienischen Transfer. Die Gleitfolie kann in jede gewünschte Länge geschnitten und wie eine Gleitmatte verwendet werden.

Technical specification

Produktname	Material	Farbe	Max Gewichtslast	Garantie	Lagerung/Transport
PEM Einweg Gleitfolie	Polyethylen (LDPE), latexfrei	grün	200 kg	n/A	bei -10°C – 25°C bei 50 – 75 % Luftfeuchtigkeit vor Sonneneinstrahlung schützen

Artikelnr.	Maße	Gewicht	UDI
PM-060.60-100	100 m x 600 mm x 0,05 mm	6180 g	(01)04250355360601(10)x
PM-060.65-100	100 m x 600 mm x 0,05 mm mit Abrollkarton und Folienmesser	6360 g	(01)04250355360656(10)x
PM-060.70-100	100 m x 700 mm x 0,05 mm	7580 g	(01)04250355360700(10)x
PM-060.75-100	100 m x 700 mm x 0,05 mm mit Abrollkarton und Folienmesser	7780 g	(01)04250355360755(10)x

Reinigung Pflege und Desinfektion

Die PEM-Einweg-Gleitfolie kann nicht gewaschen oder behandelt werden, da sie nur für den Einweg-Gebrauch bestimmt ist. Geöffnete Rollen der PEM-Einweg-Gleitfolie sollten innerhalb von sechs Monaten verbraucht werden und unbedingt vor Schmutz, Wärme-, Nässe oder Sonneneinstrahlung geschützt werden, da sich sonst die Gleiteigenschaften erheblich verschlechtern können.

