


Atmungsaktiv  
Sicher  
Transfers  
schwerer  
Personen



Die Anwendung des Drehlakens beinhaltet keine vorgeschriebenen Pflege-Techniken oder Methoden, sie orientiert sich an den individuellen Gegebenheiten. Das Verlagern und das seitliche Umlagern von Pflegebedürftigen werden erheblich erleichtert. Zudem kann es mit den beiliegenden Befestigungsgurten am Kopfende des Bettes oder an den Seiten gesichert werden und permanent im Bett verbleiben.

Das Drehlaken lässt sich sehr vielseitig einsetzen. Je nach Art der Einschränkung, Gewicht und Schmerzempfindlichkeit empfehlen wir den Einsatz als Komplettsset PM-1580. (Drehlaken + Spannbettuch + Antirutschmatte)

## Technische Daten

Produktname	Material	Farbe	Max Gewichtsbelastung	Garantie	Lagerung/Transport
Drehlaken	Cotton, naturdrell, latexfrei	Crème	200 kg	3 Jahre	5 °C – 40 °C vor Sonneneinstrahlung schützen

Artikelnr.	Maße in cm	Gewicht	UDI
PM-1582	140 x 200	1950 g	(01)04250355315823(10)LOT

### Reinigung, Pflege und Desinfektion

Das Produkt bedarf keiner besonderen Wartung. Es kann bei 90°C in der Maschine gewaschen werden und ist für niedrige Trocknertemperaturen (45° - 50°) geeignet. Wir empfehlen den Einsatz von Feinwaschmittel. Beim Einsatz von Waschmitteln, die Bleichmittel oder andere chemischen Waschzusätze enthalten, sowie Weichspüler können sich die Funktionseigenschaften des Produktes nachhaltig verschlechtern.

