

Alpha Drehlaken + Alpha Spannbettuch + Positionierungskeile + Antirutschmatte

Atmungsaktiv, Weich
 Für
 schmerzempfindliche,
 schwere oder
 besonders
 pflegeintensive
 Pflegebedürftige



PM-2098



PM-1584



PM-8010



PM-7010

Alle Drehlaken sind auf der Innenseite aus besonders gleitfähigem Material hergestellt, welche ein einfaches Bewegen ermöglicht. Die Außenflächen bestehen aus Baumwollmaterial, das durch seine atmungsaktive Eigenschaft unter dem Pflegebedürftigen verbleiben kann. Dazwischen ist das Produkt weich gepolstert, um dem Pflegebedürftigen ein angenehmes Liege- oder Sitzgefühl zu geben. Die Anwendung des Drehlakens beinhaltet keine vorgeschriebenen Pflorgetechniken oder Methoden, es orientiert sich an den individuellen Gegebenheiten. Die verdeckten Griffe und Zugschlaufen des Drehlakens erleichtern die Positionierung sowie alle erforderlichen Bewegungen. Das Produkt kann mit den beiliegenden Befestigungsgurten am Kopfende des Bettes oder an den Seiten gesichert werden. Transfers und Lagerungen des Pflegebedürftigen erfolgen wie bei den oben genannten Einsatzmöglichkeiten. Alle Drehlaken können permanent im Bett verbleiben.

Drehlaken lassen sich sehr vielseitig einsetzen. Je nach Art der Einschränkung, Gewicht und Schmerzempfindlichkeit empfehlen wir den Einsatz als Komplettsset PM-1695. (Drehlaken mit verdeckten Griffen + Spannbettuch + Antirutschmatte + Positionierungskeile).



Technische Daten

Produktname	Material	Farbe	Max. Gewichtsbelastung	Garantie	Lagerung/Transport
Drehlaken/Spannbettuch	Baumwolle/Naturdrell latexfrei	crème	200 kg	3 Jahre	5 °C – 40 °C Vor Sonneneinstrahlung schützen
Antirutschmatte	Polymeres Gemisch	rot	N/A		5 °C – 40 °C Vor Sonneneinstrahlung schützen
Positionierungskeile	PU-Antirutschmaterial	blau	N/A	1 Jahr	5 °C – 40 °C Vor Sonneneinstrahlung schützen

Artikelnr.	Maße in cm	Gewicht	UDI
PM-1695 set:			
PM-2098	200 x 100	1650 g	(01)04250355320988(10)LOT
PM-1584	200 x 90	1440 g	(01)04250355315847(10)LOT
PM-8010 set		500 g	(01)04250355380104(10)LOT
PM-7010	35 x 25	250 g	

Reinigung, Pflege und Desinfektion Drehlaken mit Griffen + Spannbettuch

Die Produkte benötigen keine besondere Pflege. Sie können bei 90°C in der Maschine gewaschen und bei niedrigen Temperaturen (45° - 50°C) getrocknet werden. Wir empfehlen das Waschen mit Feinwaschmitteln. Die Verwendung von Reinigungsmitteln mit bleichenden Inhaltsstoffen oder anderen chemischen Waschzusätzen, sowie Weichspüler, kann zu einer dauerhaften Verschlechterung der Produkteigenschaften führen.



Reinigung, Pflege und Desinfektion Positionierungskeile + Antirutschmatte

Die Produkte können nass gereinigt werden. Verwenden Sie warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Wischen Sie das Produkt ggf. mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie es anschließend gründlich trocknen. Verwenden Sie zur Reinigung keine scheuernden oder bleichenden Mittel sowie keine scharfkantigen Gegenstände. Falls erforderlich, empfehlen wir eine Wischdesinfektion mit dem Produkt Trionic® oder vergleichbaren Produkten. Die Verwendung von Bleichmitteln oder Alkohol kann die Eigenschaften der Positionierungskeilen dauerhaft beeinträchtigen

