



Die Petermann Soft-Drehscheibe ist Teil eines Produktprogramms, welches speziell zur Unterstützung von Drehbewegungen bei Pflegebedürftigen mit Einschränkung der unteren Extremitäten und überwiegend vorhandener Rumpfstabilität eingesetzt wird. Mit der Soft-Drehscheibe ist eine eigenständige Veränderung der Sitzposition, durch Ausrichten des Körpers, durch den Pflegebedürftigen möglich. Die Softdrehscheibe kann für den Transfer in bzw. aus einem Autositz verwendet werden. Lassen Sie das Produkt nicht während der Fahrt unter dem Anwender, da es im Falle eines unerwarteten Ereignisses rutschen kann.

Unsere Soft Drehscheibe ist aus atmungsaktiver Baumwolle gefertigt.

## Technische Daten

Produktname	Material	Farbe	Max Gewichtslast	Garantie	Lagerung/Transport
Soft Drehscheibe	Cotton, naturdrell, latexfrei	creme	200 kg	3 Jahre	5 °C – 40 °C vor Sonneneinstrahlung schützen

Artikelnr.	Maße in cm	Gewicht	UDI
PM-5070	Ø 46	260 g	(01)04250355350701(10)LOT

### Reinigung, Pflege und Desinfektion

Das Produkt bedarf keiner besonderen Wartung. Es kann bei 60°C in der Maschine gewaschen werden und ist für niedrige Trocknertemperaturen (45° - 50°) geeignet. Wir empfehlen den Einsatz von Feinwaschmittel. Beim Einsatz von Waschmitteln, die Bleichmittel oder andere chemischen Waschzusätze enthalten, sowie Weichspüler können sich die Funktionseigenschaften des Produktes nachhaltig verschlechtern.



Made in Germany