


Universell
Viele
Anwendungen
Unterstützend



Mit der Aufrichthilfe Quick werden Pflegebedürftige im Bett bewegt oder vom Bett in den Rollstuhl umgesetzt. Die Aufrichthilfe Quick ist ein universelles Hilfsmittel mit vielen Anwendungsmöglichkeiten. Die Kombination mit dem Rutschbrett bewährt sich beim Umsetzen des Pflegebedürftigen z.B. in den Rollstuhl.

Die Aufrichthilfe Quick stellt eine Unterstützung am Rücken des Pflegebedürftigen dar. Diese Anwendung gewährleistet eine physiologische Vorbeugung des Pflegebedürftigen. Bei herkömmlichen Anwendungsmethoden finden Vorbeugungen in eine natürliche Bewegung kaum Beachtung.

Technische Daten

Produktname	Material	Farbe	Max Gewichtsbelastung	Garantie	Lagerung/Transport
Aufrichthilfe Quick	Polyester	grau/rot	200 kg	3 Jahre	5 °C – 40 °C vor Sonneneinstrahlung schützen

Artikelnr.	Maße in cm	Gewicht	UDI
PM-6080	145 x 11	440 g	(01)04250355360809(10)LOT

Reinigung, Pflege und Desinfektion

Das Produkt bedarf keiner besonderen Wartung. Es kann bei 60°C in der Maschine gewaschen werden und ist für niedrige Trocknertemperaturen (45° - 50°) geeignet. Wir empfehlen den Einsatz von Feinwaschmittel. Beim Einsatz von Waschmitteln, die Bleichmittel oder andere chemischen Waschzusätze enthalten, sowie Weichspüler können sich die Funktionseigenschaften des Produktes nachhaltig verschlechtern.

