

# Antirutschmatte

**Verhindert  
das  
Abrutschen  
im Bett**



Die Alpha Anti-Rutsch-Matte verhindert das Wegrutschen der Füße im Bett. Sie wird unter den Füßen des Pflegebedürftigen im Bett platziert um ein Wegrutschen beim Umlagern oder Aufrichten des Pflegebedürftigen zu verhindern. Eine Antirutschmatte erhöht den Reibungswiderstand um 100%. Sie ermöglicht es dem Pflegebedürftigen auch, sich selbständig durch abdrücken mit den Füßen an die Oberseite des Bettes zu bewegen.



## Technische Daten

Produktname	Material	Farbe	Max. Gewichtsbelastung	Garantie	Lagerung/Transport
Antirutschmatte	Polymere Verbindung	rot	N/A		5 °C – 40 °C Vor Sonneneinstrahlung schützen

Artikelnr.	Maße in cm	Gewicht	UDI
PM-7010	35 x 25	250 g	(01)4250355370105(10)LOT
PM-7011	45 x 38	450 g	(01)4250355370112(10)LOT

### Reinigung, Pflege und Desinfektion

Das Produkt kann nass gereinigt werden. Verwenden Sie warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Wischen Sie das Produkt gegebenenfalls mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie es anschließend gründlich trocknen. Verwenden Sie zur Reinigung keine scheuernden und bleichenden Mittel und keine scharfkantigen Gegenstände. Falls erforderlich, empfehlen wir eine Wischdesinfektion mit dem Produkt Trionic® oder vergleichbaren Produkten. Die Verwendung von Bleichmitteln oder Alkohol kann die Eigenschaften des Produktes dauerhaft beeinträchtigen.

