

Einfach
Gleitet nur in
eine Richtung
Comfortabel



Rollstuhlslide / Tunnelgleitmatte / PM-2070



Rollstuhlslide mit Fixierungsschlaufen / offene Gleitmatte / PM-2076



Rollstuhlslide mit Zugschlaufen / offene Gleitmatte / PM-2078

Die Gleitmatte Rollstuhl wurde für Pflegebedürftige entwickelt, die im Rollstuhl nach vorne rutschen. Pflegebedürftige können mit dem Produkt wieder in eine stabile Sitzposition gebracht werden. Alle Gleitmatten Rollstuhl gleiten nur in eine Richtung und werden dauerhaft unter dem Pflegebedürftigen positioniert. Der aufgenähte Pfeil zeigt die Bewegungsrichtung an.



Technische Daten

Produktname	Material	Farbe	Max. Gewichtsbelastung	Garantie	Lagerung/Transport
Rollstuhlslide	Cotton/naturdrell, latexfrei	anthrazit/rot	200 kg	3 Jahre	5 °C – 40 °C vor Sonneneinstrahlung schützen

Artikelnr.	Maße in cm	Gewicht	UDI
PM-2070	50 x 45	440 g	(01)04250355320704(10)LOT
PM-2076	130 x 45	660 g	(01)04250355320766(10)LOT
PM-2078	135 x 43	580 g	(01)04250355320780(10)LOT

Reinigung, Pflege und Desinfektion

Das Produkt bedarf keiner besonderen Wartung. Es kann bei 60°C in der Maschine gewaschen werden und ist für niedrige Trocknertemperaturen (45° - 50°) geeignet. Wir empfehlen den Einsatz von Feinwaschmittel. Beim Einsatz von Waschmitteln, die Bleichmittel oder andere chemischen Waschzusätze enthalten, sowie Weichspüler können sich die Funktionseigenschaften des Produktes nachhaltig verschlechtern.



Made in Germany