



BM-1600.3 + BM-1600.4

PM-7010



Das Wendelaken ist ein vierteiliges Hilfsmittel zur Verringerung der Reibungskräfte beim Umlagern und Bewegen des Pflegebedürftigen im Bett. Es besteht aus einem Oberlaken, einem Spannbetttuch und zwei Anti-Rutsch-Matten. Das Wendelaken kann dauerhaft im Bett verbleiben. Es ist sehr vielseitig. Die Gleitfläche des Spannbetttuches ist mit einer extrem reibungsarmen Gleitfläche ausgestattet. Dadurch,



dass die Gleitflächen vom Oberlaken und Spannbetttuch aufeinander liegen, werden die Reibungskräfte maximal reduziert und die gleichen Effekte wie bei einer Gleitmatte erzielt. Durch die Platzierung der Antirutschmatten zwischen den beiden Gleitflächen wird das Verrutschen in diesem Bereich reduziert.

Technische Daten

Produktname	Material	Farbe	Max Gewichtslast	Garantie	Lagerung/Transport
Blue Motion Wendelaken	Baumwolle/Polyamid latexfrei	anthrazit/blau	180 kg	2 Jahre	5 °C – 40 °C vor Sonnenlicht schützen
Antirutschmatte	Polymere Verbindung	rot			5 °C – 40 °C vor Sonnenlicht schützen

Artikelnr.	Maße in cm	Gewicht	UDI
BM-1600 Set:			
BM-1600.3	200 x 140	675 g	(01)04250355316035(10)LOT
BM-1600.4	200 x 90	765 g	(01)04250355316042(10)LOT
PM-7010 2 Stück	35x 25	250 g	(01)04250355370105(10)LOT

Reinigung, Pflege und Desinfektion

Das Blue Motion Wendelaken benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei 60°C in der Maschine gewaschen und bei niedrigen Temperaturen (45° - 50°C) getrocknet werden. Wir empfehlen das Waschen mit Feinwaschmitteln. Die Verwendung von Reinigungsmitteln mit bleichenden Inhaltsstoffen oder anderen chemischen Waschzusätzen, sowie Weichspüler, kann zu einer dauerhaften Verschlechterung der Produkteigenschaften führen.

BM-1600:        made in Germany

Die Antirutschmatte kann nass gereinigt werden. Verwenden Sie warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Wischen Sie das Produkt gegebenenfalls mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie es anschließend gründlich trocknen. Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuer- oder Bleichmittel und keine scharfkantigen Gegenstände. Falls erforderlich, empfehlen wir eine Wischdesinfektion mit dem Produkt Trionic® oder vergleichbaren Produkten.

Antirutschmatte      Made in UK